

— ABLYBIO, Help Your Research



BLZF1 Antibody

货号: **AYP5483**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa/44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,NIH/3T3,U-251MG,Jurkat,Mouse skeletal muscle
细胞定位	Cytoplasm,Golgi apparatus lumen,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human BLZF1.
------	---

靶点信息

研究背景	Required for normal Golgi structure and for protein transport from the endoplasmic reticulum (ER through the Golgi apparatus to the cell surface.
------	---

基因ID	8548
基因名	BLZF1
Swiss	Q9H2G9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H2G9/entry)
别名	BLZF1,GOLGIN-45,JEM-1,JEM-1s,JEM1,BLZF1 Antibody,Basic leucine zipper nuclear factor 1,p45 basic leucine zipper nuclear factor

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)