

BLZF1 Antibody

货号: **AYP5483**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa/44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,NIH/3T3,U-251MG,Jurkat,Mouse skeletal muscle
细胞定位	Cytoplasm,Golgi apparatus lumen,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human BLZF1.
------	---

靶点信息

研究背景	Required for normal Golgi structure and for protein transport from the endoplasmic reticulum (ER through the Golgi apparatus to the cell surface.
基因ID	8548
基因名	BLZF1
Swiss	Q9H2G9
别名	BLZF1;GOLGIN-45;JEM-1;JEM-1s;JEM1;golgin-45

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn