

— ABLYBIO, Help Your Research



IPPK Antibody

货号: **AYP5490**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | Cytoplasm . Nucleus |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human IPPK. |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 64768 |
| 基因名 | IPPK |
| Swiss | Q9H8X2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H8X2/entry) |
| 别名 | IPPK Antibody,IPPK,IPK1 homolog,Inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 2-kinase,Ins(1,6)P5 2-kinase,C9orf12 |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)