

SERC1 Antibody

货号: **AYP5500**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IF ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | U-87MG,HepG2,HeLa |
| 细胞定位 | plasma membrane |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human SERC1. |
|------|---|

靶点信息

| | |
|-------|---|
| 研究背景 | Enhances the incorporation of serine into phosphatidylserine and sphingolipids. |
| 基因ID | 57515 |
| 基因名 | SERINC1 |
| Swiss | Q9NRX5 |
| 别名 | TDE1L;TDE2;TMS-2;TMS2;SERINC1 |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn