

— ABLYBIO, Help Your Research



SERC1 Antibody

货号: **AYP5500**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HepG2,HeLa
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SERC1.
------	---

靶点信息

研究背景	Enhances the incorporation of serine into phosphatidylserine and sphingolipids.
------	---

基因ID	57515
基因名	SERINC1
Swiss	Q9NRX5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRX5/entry)
别名	TDE1L,TDE2,TMS-2,TMS2,SERINC1,SERC1 Antibody,Tumor differentially expressed protein 1-like,Tumor differentially expressed protein 2,KIAA1253,SERC1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)