

CREBZF Antibody

货号: **AYP5501**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,HeLa,U-87MG,K-562,Mouse brain,Mouse heart,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CREBZF.
------	--

靶点信息

研究背景	Strongly activates transcription when bound to HCFC1. Suppresses the expression of HSV proteins in cells infected with the virus in a HCFC1-dependent manner. Also suppresses the HCFC1-dependent transcriptional activation by CREB3 and reduces the amount of CREB3 in the cell. Able to down-regulate expression of some cellular genes in CREBZF-expressing cells.
基因ID	58487
基因名	CREBZF
Swiss	Q9NS37

别名	CREBZF;SMILE;ZF
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn