

— ABLYBIO, Help Your Research



DNAJC17 Antibody

货号: **AYP5505**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-549,Mouse testis,Mouse thymus,Rat testis
细胞定位	cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human DNAJC17.
------	---

靶点信息

研究背景	May negatively affect PAX8-induced thyroglobulin/TG transcription.
基因ID	55192

基因名	DNAJC17
Swiss	Q9NVM6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NVM6/entry)
别名	DNAJC17,DNAJC17 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)