

— ABLYBIO, Help Your Research



ZAK Antibody

货号: **AYP5509**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm . Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ZAK.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MAP3K20
Swiss	Q9NYL2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NYL2/entry)
别名	ZAK Antibody,MAP3K20,Human cervical cancer suppressor gene 4 protein,Leucine zipper- and sterile alpha motif-containing kinase,MLK-like mitogen-activated protein triple kinase,Mitogen-activated protein kinase kinase MLT,Mixed lineage kinase 7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)