

HMG20B Antibody

货号: **AYP5519**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa/32kDa/35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Chromosome,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HMG20B.
------	--

靶点信息

研究背景	Required for correct progression through G2 phase of the cell cycle and entry into mitosis. Required for R COR1/CoREST mediated repression of neuronal specific gene promoters.
基因ID	10362
基因名	HMG20B
Swiss	Q9P0W2
别名	HMG20B;BRAF25;BRAF35;HMGX2;HMGXB2;PP7706;SMARCE1r;SOXL;pp8857

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn