

— ABLYBIO, Help Your Research



FOXD3 Antibody

货号: **AYP5543**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FOXD3.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. Mutations in this gene cause autoimmune susceptibility 1.
基因ID	27022
基因名	FOXD3
Swiss	Q9UJU5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UJU5/entry)
别名	FOXD3,AIS1,Genesis,HFH2,VAMAS2,FOXD3 Antibody,HNF3/FH transcription factor genesis

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)