

— ABLYBIO, Help Your Research



# Cytochrome P450 2C8 Antibody

货号: **AYP5669**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane; Peripheral
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Cytochrome P450 2C8.
------	-------------------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	CYP2C8
Swiss	P10632 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10632/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10632/entry</a> )
别名	Cytochrome P450 2C8 Antibody,CYP2C8,CYPIIC8,Cytochrome P450 IIC2,Cytochrome P450 MP-12,Cytochrome P450 MP-20,Cytochrome P450 form 1,S-mephenytoin 4-hydroxylase,Cytochrome P450 2C8

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)