

— ABLYBIO, Help Your Research



Cytochrome P450 2S1 Antibody

货号: AYP5675

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Cytochrome P450 2S1.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	CYP2S1
Swiss	Q96SQ9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96SQ9/entry)
别名	Cytochrome P450 2S1 Antibody,CYP2S1,CYP1S1,Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase,Thromboxan e-A synthase,Cytochrome P450 2S1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)