

— ABLYBIO, Help Your Research



# Granzyme H Antibody

货号: **AYP5693**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytolytic granule
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Granzyme H.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	GZMH
Swiss	P20718 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20718/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P20718/entry</a> )
别名	Granzyme H Antibody,GZMH,CCP-X,Cathepsin G-like 2,Cytotoxic T-lymphocyte proteinase,Cytotoxic serine protease C,CGL2,CTSG2,Granzyme H

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)