

# Galectin 1 Antibody

货号: **AYP5695**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U2OS,A-549,Mouse testis,Mouse thymus,Rat lung,Rat heart
细胞定位	Secreted,extracellular matrix,extracellular space
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Galectin 1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. This gene product may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation.
基因ID	3956
基因名	LGALS1
Swiss	P09382

别名	LGALS1;GAL1;GBP
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)