

— ABLYBIO, Help Your Research



Maspin Antibody

货号: **AYP5705**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Secreted,extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Maspin.
------	--

靶点信息

研究背景	Tumor suppressor. It blocks the growth, invasion, and metastatic properties of mammary tumors. As it does not undergo the S (stressed to R (relaxed conformational transition characteristic of active serpins, it exhibits no serine protease inhibitory activity.
基因ID	5268
基因名	SERPINB5
Swiss	P36952 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P36952/entry)
别名	SERPINB5,PI5,maspin,serpin B5,Maspin Antibody,Peptidase inhibitor 5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)