

— ABLYBIO, Help Your Research



RPS19BP1 Antibody

货号: **AYP5746**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,A-431,Jurkat,MCF7
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPS19BP1.
------	--------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	Direct regulator of SIRT1. Enhances SIRT1-mediated deacetylation of p53/TP53, thereby participating in inhibition of p53/TP53-mediated transcriptional activity.
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	91582
基因名	RPS19BP1
Swiss	Q86WX3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86WX3/entry)
别名	RPS19BP1,AROS,S19BP,RPS19BP1 Antibody,40S ribosomal protein S19-binding protein 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)