

— ABLYBIO, Help Your Research



RPS27L Antibody

货号: **AYP5751**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	9kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,SH-SY5Y,Mouse liver,Mouse pancreas,Rat heart,Rat liver
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPS27L.
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein sharing 96% amino acid similarity with ribosomal protein S27, which suggests the encoded protein may be a component of the 40S ribosomal subunit.
------	---

基因ID	51065
基因名	RPS27L
Swiss	Q71UM5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q71UM5/entry)
别名	RPS27L,RPS27L Antibody,40S ribosomal protein S27-like,Small ribosomal subunit protein eS27-like

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)