

— ABLYBIO, Help Your Research



# RPL26L Antibody

货号: **AYP5765**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,293T,HepG2,HeLa
细胞定位	extracellular exosome
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPL26L.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that shares high sequence similarity with ribosomal protein L26. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
------	--

基因ID	51121
基因名	RPL26L1
Swiss	Q9UNX3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UNX3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UNX3/entry</a> )
别名	RPL26L1,RPL26P1,RPL26L Antibody,60S ribosomal protein L26-like 1,Large ribosomal subunit protein uL24-like 1,RPL26L

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)