

RPL26L Antibody

货号: AYP5765

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,293T,HepG2,HeLa
细胞定位	extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPL26L.
------	------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that shares high sequence similarity with ribosomal protein L26. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
基因ID	51121
基因名	RPL26L1
Swiss	Q9UNX3

别名	RPL26L1;RPL26P1
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn