

— ABLYBIO, Help Your Research



PGLS Antibody

货号: **AYP5780**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	27kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,THP-1,HepG2,HeLa,U-251MG,Mouse heart,Mouse spleen,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human PGLS.
------	--

靶点信息

研究背景	Hydrolysis of 6-phosphogluconolactone to 6-phosphogluconate.
------	--

基因ID	25796
基因名	PGLS
Swiss	O95336 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95336/entry)
别名	PGLS,6PGL,HEL-S-304,PGLS Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)