

— ABLYBIO, Help Your Research



# ABHD11 Antibody

货号: **AYP5781**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ABHD11.
------	------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ABHD11
Swiss	Q8NFV4 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NFV4/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NFV4/entry</a> )
别名	ABHD11 Antibody,ABHD11,Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 11,Williams-Beuren syndrome chromosomal region 21 protein,WBSCR21

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)