

— ABLYBIO, Help Your Research



ACOT4 Antibody

货号: **AYP5800**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Peroxisome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ACOT4.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ACOT4
Swiss	Q8N9L9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N9L9/entry)
别名	ACOT4 Antibody,ACOT4,Acyl-coenzyme A thioesterase 4,PTE-2b,Peroxisomal acyl coenzyme A thioester hydrolase 1b,Peroxisomal long-chain acyl-CoA thioesterase 1b,PTE2B,PTE1B

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)