

— ABLYBIO, Help Your Research



ALDH1B1 Antibody

货号: **AYP5815**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,HepG2,SKOV3,Mouse testis,Mouse heart,Rat liver
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ALDH1B1.
------	---

靶点信息

研究背景	This protein belongs to the aldehyde dehydrogenases family of proteins. Aldehyde dehydrogenase is the second enzyme of the major oxidative pathway of alcohol metabolism. This gene does not contain introns in the coding sequence. The variation of this locus may affect the development of alcohol-related problems.
基因ID	219
基因名	ALDH1B1
Swiss	P30837 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30837/entry)
别名	ALDH1B1,ALDH5,ALDHX,ALDH1B1 Antibody,Aldehyde dehydrogenase 5,Aldehyde dehydrogenase family 1 member B1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)