

— ABLYBIO, Help Your Research



AOX1 Antibody

货号: **AYP5816**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	147kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,Mouse liver,Mouse pancreas,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AOX1.
------	--

靶点信息

研究背景	Aldehyde oxidase produces hydrogen peroxide and, under certain conditions, can catalyze the formation of superoxide. Aldehyde oxidase is a candidate gene for amyotrophic lateral sclerosis.
------	--

基因ID	316
基因名	AOX1
Swiss	Q06278 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q06278/entry)
别名	AOX1,AO,AOH1,AOX1 Antibody,Aldehyde oxidase 1,Azaheterocycle hydroxylase

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)