

# AOX1 Antibody

货号: **AYP5816**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	147kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,Mouse liver,Mouse pancreas,Rat liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AOX1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	Aldehyde oxidase produces hydrogen peroxide and, under certain conditions, can catalyze the formation of superoxide. Aldehyde oxidase is a candidate gene for amyotrophic lateral sclerosis.
基因ID	316
基因名	AOX1
Swiss	Q06278

别名	AOX1;AO;AOH1
----	--------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)