

— ABLYBIO, Help Your Research



# SCNN1D Antibody

货号: **AYP5824**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Apical cell membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SCNN1D.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	SCNN1D
Swiss	P51172 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P51172/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P51172/entry</a> )
别名	SCNN1D Antibody,SCNN1D,Amiloride-sensitive sodium channel subunit delta,Delta-NaCH,Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit delta,SCNED,DNACH

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)