

— ABLYBIO, Help Your Research



# ALS2CR11 Antibody

货号: **AYP5833**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell projection, cilium, flagellum membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ALS2CR11.
------	--------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	CATSPERT
Swiss	Q53TS8 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q53TS8/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q53TS8/entry</a> )
别名	ALS2CR11 Antibody,CATSPERT,Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 11 protein,C2 calcium-dependent domain-containing protein 6,Catsper channel auxiliary subunit tau,ALS2CR11,C2CD6

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)