

— ABLYBIO, Help Your Research



AMOTL1 Antibody

货号: **AYP5838**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7,Mouse heart,Mouse lung,Mouse brain,Rat lung,Rat heart
细胞定位	bicellular tight junction,cytoplasmic vesicle,cytosol,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AMOTL1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	154810

基因名	AMOTL1
Swiss	Q8IY63 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IY63/entry)
别名	JEAP,AMOTL1,AMOTL1 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)