

— ABLYBIO, Help Your Research



ANKRD20Antibody

货号: **AYP5840**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ANKRD20Antibody.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ANKRD20A3P
Swiss	Q5VUR7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5VUR7/entry)
别名	ANKRD20Antibody,ANKRD20A3P,Ankyrin repeat domain-containing protein 20A3 pseudogene,ANKRD20A3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)