

— ABLYBIO, Help Your Research



# ARMC6 Antibody

货号: **AYP5855**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	51kDa/54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,293T,LO2,Mouse brain,Mouse liver,Mouse pancreas,Rat testis,Rat brain
细胞定位	cytosol
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ARMC6.
------	---

## 靶点信息

研究背景	The function of this gene's protein product has not been determined. A related protein in mouse suggests that this protein has a conserved function. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	93436
基因名	ARMC6
Swiss	Q6NXE6 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6NXE6/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6NXE6/entry</a> )
别名	ARMC6,R30923_1,ARMC6 Antibody

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)