

# EPB41L2 Antibody

货号: **AYP5890**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	76kDa/83kDa/95kDa/112kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,Jurkat,SKOV3
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human EPB41L2.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Required for dynein-dynactin complex and NUMA1 recruitment at the mitotic cell cortex during anaphase .
基因ID	2037
基因名	EPB41L2
Swiss	O43491

别名	EPB41L2;4.1-G;4.1G
----	--------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)