

— ABLYBIO, Help Your Research



BNIP2 Antibody

货号: **AYP5892**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	36kDa/43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,SW480,NCI-H460,Mouse heart
细胞定位	Cytoplasm,perinuclear region
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human BNIP2.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the BCL2/adenovirus E1B 19 kd-interacting protein (BNIP) family. It interacts with the E1B 19 kDa protein, which protects cells from virally-induced cell death. The encoded protein also interacts with E1B 19 kDa-like sequences of BCL2, another apoptotic protector. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	663
基因名	BNIP2
Swiss	Q12982 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q12982/entry)
别名	BNIP2,BNIP-2,NIP2,BNIP2 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)