

— ABLYBIO, Help Your Research



SLC27A5 Antibody

货号: **AYP5910**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human SLC27A5.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	SLC27A5
Swiss	Q9Y2P5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y2P5/entry)
别名	SLC27A5 Antibody,SLC27A5,Bile acid-CoA ligase,Bile acyl-CoA synthetase,Cholate--CoA ligase,Fatty-acid-coenzyme A ligase,very long-chain 3,Long-chain-fatty-acid--CoA ligase,Solute carrier family 27 member 5,Very long-chain acyl-CoA synthetase homolog 2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)