

— ABLYBIO, Help Your Research



# MPC2 Antibody

货号: **AYP5916**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney
细胞定位	inner mitochondrial membrane protein complex,mitochondrial inner membrane,mitochondrion,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MPC2.
------	--

## 靶点信息

研究背景	Mediates the uptake of pyruvate into mitochondria.
基因ID	25874

基因名	MPC2
Swiss	O95563 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95563/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95563/entry</a> )
别名	BRP44,MPC2 Antibody,MPC2,Brain protein 44

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)