

— ABLYBIO, Help Your Research



CLIP2 Antibody

货号: **AYP5939**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CLIP2.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	CLIP2
Swiss	Q9UDT6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UDT6/entry)
别名	CLIP2 Antibody,CLIP2,Cytoplasmic linker protein 115,Cytoplasmic linker protein 2,Williams-Beuren syndrome chromosomal region 3 protein,Williams-Beuren syndrome chromosomal region 4 protein,CYLN2,KIAA0291,WBSCR3,WBSCR4,WSCR4

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)