

— ABLYBIO, Help Your Research



# CHST13 Antibody

货号: **AYP5941**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Golgi apparatus membrane ; Single-
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CHST13.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	CHST13
Swiss	Q8NET6 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NET6/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NET6/entry</a> )
别名	CHST13 Antibody,CHST13,Chondroitin 4-O-sulfotransferase 3,Chondroitin 4-sulfotransferase 3

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)