

— ABLYBIO, Help Your Research



CA13 Antibody

货号: **AYP5946**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,DU145,Mouse spleen,Mouse lung,Mouse kidney,Mouse heart
细胞定位	cytoplasm,cytosol,myelin sheath
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CA13.
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	377677
基因名	CA13
Swiss	Q8N1Q1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N1Q1/entry)
别名	CA13,CAXIII,CA13 Antibody,Carbonate dehydratase XIII,Carbonic anhydrase XIII

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)