

# CA13 Antibody

货号: **AYP5946**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,DU145,Mouse spleen,Mouse lung,Mouse kidney,Mouse heart
细胞定位	cytoplasm,cytosol,myelin sheath
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CA13.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	377677
基因名	CA13
Swiss	Q8N1Q1
别名	CA13;CAXIII

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)