

— ABLYBIO, Help Your Research



# CPN1 Antibody

货号: **AYP5954**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CPN1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	1369

基因名	CPN1
Swiss	P15169 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15169/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P15169/entry</a> )
别名	CPN1 Antibody,CPN1,Anaphylatoxin inactivator,Arginine carboxypeptidase,Carboxypeptidase N polypeptide 1,Carboxypeptidase N small subunit,Kininase-1,Lysine carboxypeptidase,Plasma carboxypeptidase B,Serum carboxypeptidase N,ACBP

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)