

# CEP70 Antibody

货号: **AYP5961**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/64kDa/67kDa/69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,A-549,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CEP70.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
基因ID	80321
基因名	CEP70
Swiss	Q8NHQ1

别名	CEP70;BITE
----	------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)