

— ABLYBIO, Help Your Research



CDYL2 Antibody

货号: **AYP5978**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	56kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,U-937,HeLa,Mouse brain,Mouse spleen,Mouse testis,Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CDYL2.
------	---

靶点信息

研究背景	Predicted to enable transcription corepressor activity. Predicted to be involved in negative regulation of transcription, DNA-templated. Predicted to be active in nucleus.
------	---

基因ID	124359
基因名	CDYL2
Swiss	Q8N8U2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N8U2/entry)
别名	CDYL2,PCCP1,CDYL2 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)