

— ABLYBIO, Help Your Research



NCAPG2 Antibody

货号: **AYP5997**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NCAPG2.
------	------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	NCAPG2
Swiss	Q86XI2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86XI2/entry)
别名	NCAPG2 Antibody,NCAPG2,Chromosome-associated protein G2,Leucine zipper protein 5,Non-SMC condensin II complex subunit G2,LUZP5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)