

— ABLYBIO, Help Your Research



CBCP2 Antibody

货号: **AYP6018**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CBCP2.
------	-----------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	AGBL2
Swiss	Q5U5Z8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5U5Z8/entry)
别名	CBCP2 Antibody,AGBL2,ATP/GTP-binding protein-like 2,Protein deglutamylase CCP2,CCP2,CBCP2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)