

— ABLYBIO, Help Your Research



# CRMP3 Antibody

货号: **AYP6029**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytosol
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CRMP3.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration (By similarity).
------	--

基因ID	10570
基因名	DPYSL4
Swiss	O14531 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14531/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14531/entry</a> )
别名	CRMP3,DRP-4,ULIP4,DPYSL4,CRMP3 Antibody,Collapsin response mediator protein 3,UNC33-like phosphoprotein 4

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)