

— ABLYBIO, Help Your Research



RPC1 Antibody

货号: **AYP6033**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	155kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPC1.
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is the catalytic component of RNA polymerase III, which synthesizes small RNAs. The encoded protein also acts as a sensor to detect foreign DNA and trigger an innate immune response.
基因ID	11128
基因名	POLR3A
Swiss	O14802 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14802/entry)
别名	POLR3A,ADDH,HLD7,RPC1,RPC155,hRPC155,RPC1 Antibody,DNA-directed RNA polymerase III largest subunit,DNA-directed RNA polymerase III subunit A,RNA polymerase III 155 kDa subunit,RNA polymerase III subunit C160

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)