

# CCNB1IP1 Antibody

货号: **AYP6041**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse heart
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CCNB1IP1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	HEI10 is a member of the E3 ubiquitin ligase family and functions in progression of the cell cycle through G(2)/M.
基因ID	57820
基因名	CCNB1IP1
Swiss	Q9NPC3

别名	CCNB1IP1;C14orf18;HEI10
----	-------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)