

— ABLYBIO, Help Your Research



# MARCH5 Antibody

货号: **AYP6044**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF ELISA
推荐浓度	<b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MARCH5.
------	------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MARCHF5
Swiss	Q9NX47 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NX47/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NX47/entry</a> )
别名	MARCH5 Antibody,MARCHF5,Membrane-associated RING finger protein 5,Membrane-associated RING-CH protein V,Mitochondrial ubiquitin ligase,RING finger protein 153,RING-type E3 ubiquitin transferase MARCHF5,MARCH5,RNF153

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)