

— ABLYBIO, Help Your Research



MAN1B1 Antibody

货号: **AYP6049**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MAN1B1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MAN1B1
Swiss	Q9UKM7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UKM7/entry)
别名	MAN1B1 Antibody,MAN1B1,ER alpha-1,2-mannosidase,ER mannosidase 1,Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase,Mannosidase alpha class 1B member 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)