

— ABLYBIO, Help Your Research



GTPB2 Antibody

货号: **AYP6071**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	26kDa/56kDa/64kDa/65kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A431,Mouse thymus
细胞定位	extracellular region
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GTPB2.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	54676

基因名	GTPBP2
Swiss	Q9BX10 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BX10/entry)
别名	GTPBP2,GTPB2,GTPB2 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)