

— ABLYBIO, Help Your Research



EMX1 Antibody

货号: **AYP6085**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	13kDa/28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat liver
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human EMX1.
------	--

靶点信息

研究背景	Transcription factor, which in cooperation with EMX2, acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. May function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system.
------	---

基因ID	2016
基因名	EMX1
Swiss	Q04741 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q04741/entry)
别名	EMX1,EMX1 Antibody,Empty spiracles homolog 1,Empty spiracles-like protein 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)